
# Single Tab Manager インストール & 設定ガイド

このドキュメントでは、**Google Chrome** または **Microsoft Edge** に「Single Tab Manager」をインストールし、URL パターンを設定する方法を説明します。

### 1. 拡張機能の管理画面を開く


• Chrome の場合 アドレスバーに次を入力して Enter を押します:

chrome://extensions/




• Edge の場合 アドレスバーに次を入力して Enter を押します:

edge://extensions/




### 2. デベロッパーモードを有効化する

• Chrome の場合: 「右上のスイッチ」をクリックして デベロッパーモード を ON にします。




• Edge の場合: 「左下のスイッチ」をクリックして 開発者モード を ON にします。




### 3. 拡張機能を読み込む

• Chrome の場合: 「パッケージ化されていない拡張機能を読み込む」をクリック




• **Edge の場合**: 「展開して読み込み」をクリック




### 4. 拡張機能フォルダを選択

• single-tab-manager を選択して読み込みます。




### 5. インストール確認


• 拡張機能一覧に 「Single Tab Manager」 が表示されていることを確認します。



1. 「Single Tab Manager」の 詳細 ボタンをクリックします。



2. 「拡張機能のオプション」をクリックします。




### 7. URL パターンを設定する

1. 設定画面が開いたら、「URL パターン(正規表現)」の入力欄に以下を入力します:


http://192.168.100.197/DicomWeb/.\*

2. 保存 ボタンをクリックします。



#### 8. 設定の確認

• 画面に 「設定を保存しました」 と表示されれば完了です。



## 完了 🎉

これで「Single Tab Manager」が有効になり、指定した URL を複数開いた場合も常に最新の 1 タブだけが残るようになります。